



codice	descrizione
9110655	LED LAMP

LED Examination Lamp, 100.000LUX at 50cm distance, 5.500°K, CRI 98.
Through touch control panel it is possible to manage all the functions of the lamp.
OPTIONAL

Eclairage d'examen LED 100.000LUX en distance de 50cm 5.500°K de temperature couleur et CRI 98.
Grâce au panneau de commande tactile on peut gérer toutes les fonctions de la lampe.
EN OPTION

Lampada da Visita LED, 100.000LUX a 50cm di distanza, 5.500°K di temperatura colore e CRI 98.
Tramite il pannello comandi a sfioramento è possibile gestire tutte le funzioni della lampada
OPZIONALE

Product Class EN 60601-2-41 <i>Classe EN 60601-2-41</i> Classificazione EN 60601-2-41	II
Max. light power <i>Puissance maximale d'éclairage</i> Potenza illuminazione massima	100.000 lux @ 50 cm 30.000 lux @ 100 cm
Light adjustment <i>Réglage luminosité</i> Regolazione luminosità	da 20% à 100%
Light field diameter (d10) <i>Diamètre du champ éclairé (d10)</i> Diametro del campo illuminato (d10)	26 cm
Colour temperature <i>Température de couleur</i> Temperatura di colore	3.000- 5.500 °K
Colour rendering index (Ra) <i>Index de rendu de couleur (Ra)</i> Indice di resa di colore (Ra)	90-98
LED average life <i>Durée moyenne LED</i> Durata media LED	60.000 hours
Voltage <i>Tension de réseau</i> Tensione di rete	100-240VAC 50/60 Hz
Power consumption <i>Consumation d'énergie</i> Potenza assorbita	12VA