

NEW 350 HOSPIVAC

ASPIRATORE CHIRURGICO SU RUOTE

Dispositivo indicato per l'aspirazione professionale di liquidi, tessuti o frammenti di ossa durante o successivamente l'intervento chirurgico. La pompa a secco di ultima generazione assicura prestazioni ottimali, grazie all'elevata capacità d'aspirazione e alla rapidità di raggiungimento del vuoto massimo, senza bisogno di manutenzione. Plancia comandi semplice e intuitiva e ampia varietà di configurazioni e accessori.

CARATTERISTICHE



Funzionamento non-stop

Al fine di garantire le migliori prestazioni, il dispositivo può funzionare senza interruzioni 24/24h.



Deviatore elettronico

Cambia automaticamente il vaso in uso durante l'aspirazione.



Tripla sicurezza

3 sistemi di protezione contro l'ingresso di liquido all'interno dell'aspiratore



Barra multiuso

Aumenta la versatilità degli aspiratori rendendo estremamente facile e veloce l'utilizzo con accessori differenti

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Configurazione Basic

2 VASI AUTOCLAVABILI O SISTEMA FLOVAC

+ Sistema valvole di troppo pieno (vedi specifiche tecniche).

TUBI IN SILICONE AUTOCLAVABILI

2 Tubi (ø 8x14 mm x 18 cm) + 1 tubo paziente (150 cm).

1 FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

TRAPPOLA DI SICUREZZA

220 mL.

CONNETTORE CONICO

ø 10-11-12 mm.

ANELLI PORTAVASO

3 dimensioni a seconda del modello.

CAVO ALIMENTAZIONE

con spina Schuko.

Configurazione Foot Switch (FS)

TUTTI GLI ACCESSORI BASIC

+ COMANDO A PEDALE

con funzionamento continuo o intermittente.

Configurazione Full

TUTTI GLI ACCESSORI FOOT SWITCH

+1 FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

+ DEVIATORE ELETTRONICO

da un vaso all'altro.



APPLICAZIONI

CE 0123

NEUROCHIRURGIA

OSTETRICIA

SALA OPERATORIA

CHIRURGIA GENERALE

ODONTOIATRIA

GINECOLOGIA

DATI TECNICI

MOTORE	Pompa a pistone a secco
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Alto Vuoto / Alto Flusso
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,90 bar -90 kPa -675 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	60 L/min
RUMOROSITÀ	51,7 dB(A)
FUNZIONAMENTO	Continuo
PESO	13,0 kg
DIMENSIONE	46 x 42 x 85 cm
GARANZIA	2 anni
CARTONE	1 unità

CONFIGURAZIONI PRODOTTO > vedi tabella riassuntiva